

Pressemitteilung

Facelift für wiederverwendbare Pipettenspitzen Boxen

Hamburg, August 2021

Die neue Box heißt nun Box 2.0. Das neue Design ist eine konsequente, moderne Weiterentwicklung des ursprünglichen Produkt-Outfits.

Als 2002 die epT.I.P.S. Pipettenspitzen von Eppendorf eingeführt wurden, kamen diese bereits in der beliebten Mehrweg Box auf den Markt. Nach 19 Jahren bekommt die Marke epT.I.P.S. nun ein neues Gesicht.

Da Optik aber nicht alles ist, ist auch die nun noch sicherere Stapelbarkeit mehrerer Boxen übereinander gewährleistet.

Das neue Design kommt auch mit Veränderungen, die von Kundenseite angeregt wurden. Die Sichtschlitze auf der Rückseite der Box sind weitgehend verschwunden, was Kundenbedenken bzgl. eventueller Kontaminationsgefahr zerstreut

Selbstverständlich ist auch die neue Box 2.0 bis zu 100mal autoklavierbar und in 3 Größen, passend für epT.I.P.S. Pipettenspitzen Größen bis 5 mL – entspricht 120 mm Spitzenlänge – erhältlich.

Mehr Informationen unter www.eppendorf.com/epTIPS-News

Press Contact:

Bettina Grochulla
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 538 01 - 640
grochulla.b@eppendorf.de

www.eppendorf.com

Über die Eppendorf AG

Eppendorf ist ein führendes Unternehmen der Life Sciences und entwickelt und vertreibt Geräte, Verbrauchsartikel und Services für Liquid Handling, Sample Handling und Cell Handling zum Einsatz in Laboren weltweit. Das Produktangebot umfasst Pipetten und Pipettierautomaten, Dispenser, Zentrifugen und Mischer, Spektrometer, Geräte zur DNA-Vervielfältigung sowie Ultra-Tiefkühlgeräte, Fermenter, Bioreaktoren, CO₂-Inkubatoren, Schüttler und Systeme zur Zellmanipulation. Verbrauchsartikel wie Pipettenspitzen, Gefäße, Mikrottestplatten und Einweg-Bioreaktor-Gefäßen ergänzen das Sortiment an Premiumprodukten von höchster Qualität.

Die Erzeugnisse von Eppendorf werden in akademischen oder industriellen Forschungslaboren, zum Beispiel in Unternehmen der Pharma- und Biotech- sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie, eingesetzt. Aber auch in klinischen oder umweltanalytischen Laboratorien, in der Forensik und in industriellen Laboren der Prozessanalyse, Produktion und Qualitätssicherung werden die Produkte von Eppendorf verwendet.

Eppendorf wurde 1945 mit Hauptsitz in Hamburg gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 4.500 Mitarbeiter. Der Konzern besitzt Tochtergesellschaften in 26 Ländern und ist über Vertriebspartner in allen seinen wichtigen Märkten vertreten.

Press Contact:

Bettina Grochulla
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 538 01 - 640
grochulla.b@eppendorf.de

www.eppendorf.com