

Press Release

Die Vorteile der Vielseitigkeit

Hamburg, im September 2018

Die Eppendorf ThermoMixer® Serie ist ein weltweit etablierter Standard zum Beheizen, Kühlen und Mischen von Proben im Labor. Durch spezielle SmartBlocks auf dem Mixer können alle üblichen Gefäße bearbeitet werden.

Der neue Eppendorf SmartExtender stellt ein bequemes Inkubationswerkzeug dar, welches problemlos als Ergänzung zu bereits vorhandenen Mixern und SmartBlocks im Labor eingesetzt werden kann.

Bis zu 12 x 1.5 mL Gefäße können parallel inkubiert werden, während die Temperatursteuerung für die Heizfunktion unabhängig vom eingesetzten SmartBlock ist. Insbesondere bei mehrschrittigen Workflows wie etwa Enzymreaktionen, oder wenn zusätzlich Standardinkubationstemperaturen wie z.B. 37°C parallel zu individuellen Workflows benötigt werden, spart eine zweite Temperatur innerhalb desselben Gerätes Zeit.

Durch Nutzung der ThermoTop Stromanschlussverbindung kann jeder vorhandene Eppendorf ThermoMixer C, Fx oder ThermoStat C gemeinsam mit dem SmartExtender eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eppendorf.com/thermomixer

Press Contact:

Bettina Doerler
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 538 01-640
Fax: +49 40 538 01-662
doerler.b@eppendorf.de

www.eppendorf.com

Über die Eppendorf AG

Eppendorf ist ein führendes Unternehmen der Life Sciences und entwickelt und vertreibt Geräte, Verbrauchsartikel und Services für Liquid Handling, Sample Handling und Cell Handling zum Einsatz in Laboren weltweit. Das Produktangebot umfasst Pipetten und Pipettierautomaten, Dispenser, Zentrifugen und Mischer, Spektrometer, Geräte zur DNA-Vervielfältigung sowie Ultra-Tiefkühlgeräte, Fermenter, Bioreaktoren, CO₂-Inkubatoren, Schüttler und Systeme zur Zellmanipulation. Verbrauchsartikel wie Pipettenspitzen, Gefäße, Mikrottestplatten und Einweg-Bioreaktor-Gefäßen ergänzen das Sortiment an Premiumprodukten von höchster Qualität.

Die Erzeugnisse von Eppendorf werden in akademischen oder industriellen Forschungslaboren, zum Beispiel in Unternehmen der Pharma- und Biotech- sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie, eingesetzt. Aber auch in klinischen oder umweltanalytischen Laboratorien, in der Forensik und in industriellen Laboren der Prozessanalyse, Produktion und Qualitätssicherung werden die Produkte von Eppendorf verwendet.

Eppendorf wurde 1945 mit Hauptsitz in Hamburg gegründet und beschäftigt heute weltweit über 3.100 Mitarbeiter. Der Konzern besitzt Tochtergesellschaften in 26 Ländern und ist über Vertriebspartner in allen seinen wichtigen Märkten vertreten.

Press Contact:

Bettina Doerler
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 538 01-640
Fax: +49 40 538 01-662
doerler.b@eppendorf.de

www.eppendorf.com