

## Pressemitteilung

# Eppendorf nimmt vollautomatisiertes Hochregallager in Oldenburg in Holstein in Betrieb

Hamburg, 1. Juni 2018 – Mit der Inbetriebnahme des vollautomatisierten Hochregallagers kräftigt Eppendorf nachhaltig den Produktionsstandort in Oldenburg in Holstein. Eppendorf stellt mit dieser signifikanten Neubau-Investition eine erhöhte Warenverfügbarkeit und optimierte Logistikprozesse aufgrund gesteigener Kundennachfrage sicher.

Als Teil des gesamten Kompetenzzentrums für Forschung, Entwicklung und Produktion von Labor-Verbrauchsartikeln stellt das neue Hochregallager die optimierte Lagerhaltung sicher. Dabei werden die Funktionen Produktion und Logistik unter dem Aspekt der Kundenorientierung weiter aufeinander ausgerichtet, um weiterhin Eppendorf-Kunden weltweit zuverlässig beliefern zu können.

Dr. Wilhelm Plüster, Vorstand Entwicklung und Produktion der Eppendorf AG, kommentiert: „Eppendorf ist ein nachhaltig über dem Marktdurchschnitt wachsendes Unternehmen. Mit der Inbetriebnahme des neuen vollautomatisierten Hochregallagers ermöglichen wir auch weiterhin eine professionelle Lagerhaltung und damit optimale Verfügbarkeit unserer Produkte.“

Mit der Einweihungsfeier am 1. Juni 2018 fiel der Startschuss für den Echtbetrieb des Hochregallagers. Das Lager bietet mit einer Größe von 100 Meter Länge, 30 Meter Breite und 32 Meter Höhe und über 13.000 Palettenstellplätzen, eine optimierte Lagerkapazität für die vor Ort produzierten Laborverbrauchsartikel.

Diese nachhaltige Investition ist eine Bekräftigung für den Standort Oldenburg i. H. und seiner Entwicklung. Sie geht einher mit der Ausrichtung auf eine langfristige, weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung der Eppendorf-Gruppe.

### Pressekontakt:

Dr. Thelse Godewerth  
Barkhausenweg 1  
22339 Hamburg

Tel: +49 40 538 01-585  
Fax: +49 40 538 01-780  
godewerth.t@eppendorf.de

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

## Über Eppendorf

**Eppendorf** ist ein führendes Unternehmen der Life Sciences und entwickelt und vertreibt Geräte, Verbrauchsartikel und Services für Liquid Handling, Sample Handling und Cell Handling zum Einsatz in Laboren weltweit. Das Produktangebot umfasst Pipetten und Pipettierautomaten, Dispenser, Zentrifugen und Mischer, Spektrometer, Geräte zur DNA-Vervielfältigung sowie Ultra-Tiefkühlgeräte, Fermenter, Bioreaktoren, CO<sub>2</sub>-Inkubatoren, Schüttler und Systeme zur Zellmanipulation. Verbrauchsartikel wie Pipettenspitzen, Gefäße, Mikrotiterplatten und Einweg-Bioreaktor-Gefäßen ergänzen das Sortiment an Premiumprodukten von höchster Qualität.

Die Erzeugnisse von Eppendorf werden in akademischen oder industriellen Forschungslaboren, zum Beispiel in Unternehmen der Pharma- und Biotech- sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie, eingesetzt. Aber auch in klinischen oder umweltanalytischen Laboratorien, in der Forensik und in industriellen Laboren der Prozessanalyse, Produktion und Qualitätssicherung werden die Produkte von Eppendorf verwendet.

Eppendorf wurde 1945 mit Hauptsitz in Hamburg gegründet und beschäftigt heute weltweit über 3.100 Mitarbeiter. Der Konzern besitzt Tochtergesellschaften in 26 Ländern und ist über Vertriebspartner in allen seinen wichtigen Märkten vertreten.

### Pressekontakt:

Dr. Thelse Godewerth  
Barkhausenweg 1  
22339 Hamburg

Tel: +49 40 538 01-585  
Fax: +49 40 538 01-780  
godewerth.t@eppendorf.de

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)