



Management Service

# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle  
der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

**eppendorf**

**Eppendorf SE**  
Barkhausenweg 1  
22339 Hamburg  
Deutschland

für den Geltungsbereich

Entwicklung und Vertrieb von  
Pipetten, automatischen Pipettier-Systemen, Dispensern, Zentrifugen,  
Mischern, Spektrometern, PCR Cyclern, CO2 Inkubatoren,  
Schüttlern, Zell-Manipulationssystemen sowie Kunststoffeinmalartikeln für die  
Molekularbiologie, klinische Diagnostik und Biotechnologie und Industrie

einschließlich der Standorte und Geltungsbereiche  
gemäß Anlage

ein Umweltmanagementsystem  
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. **70793764**,  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

**ISO 14001:2015**

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **30.06.2022** bis **29.06.2025**.

Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 104 43612 TMS**.

Leiter der Zertifizierungsstelle  
München, 23.06.2022



Seite 1 von 2

CERTIFICAT



CERTIFICADO



СЕРТИФИКАТ



認證證書



CERTIFICATE



ZERTIFIKAT



Management Service

## Anlage zur Zertifizierungsurkunde Nr.: 12 104 43612 TMS

Standorte	Geltungsbereich
<b>Eppendorf SE</b> Barkhausenweg 1 22339 Hamburg Deutschland	Entwicklung und Vertrieb von Pipetten, automatischen Pipettier-Systemen, Dispensern, Zentrifugen, Mischern, Spektrometern, PCR-Cyclern, CO2-Inkubatoren, Schüttlern, Zell-Manipulationssystemen sowie Kunststoffeinkubatoren für die Molekularbiologie, klinische Diagnostik und Biotechnologie und Industrie
<b>Eppendorf Instrumente GmbH</b> Barkhausenweg 1 22339 Hamburg Deutschland	Entwicklung und Produktion von automatischen Pipettier-Systemen, Mischern, Spektrometern, PCR-Cyclern, CO2-Inkubatoren, Schüttlern sowie Zell-Manipulationssystemen für die Molekularbiologie, klinische Diagnostik und Biotechnologie und Industrie
<b>Eppendorf Liquid Handling GmbH</b> Barkhausenweg 1 22339 Hamburg Deutschland	Entwicklung und Produktion von Pipetten, automatischen Pipettier-Systemen sowie Dispensern für die Molekularbiologie, klinische Diagnostik und Biotechnologie und Industrie
<b>Eppendorf Polymere GmbH</b> Sebenter Weg 39 23758 Oldenburg Deutschland	Entwicklung und Produktion von Kunststoffeinkubatoren für die Molekularbiologie, klinische Diagnostik und Biotechnologie und Industrie
<b>Eppendorf Zentrifugen GmbH</b> Brahestr. 8 04347 Leipzig Deutschland	Entwicklung und Produktion von Zentrifugen für die Molekularbiologie, klinische Diagnostik und Biotechnologie
<b>Eppendorf Zentrifugen GmbH</b> Portitzer Allee 15 04329 Leipzig Deutschland	Entwicklung und Produktion von Zentrifugen für die Molekularbiologie, klinische Diagnostik und Biotechnologie und Industrie
<b>DASGIP Information and Process Technology GmbH</b> Rudolf-Schulten-Str. 5 52428 Jülich Deutschland	Entwicklung und Produktion von Bioreaktoren, Bioreaktorsystemen und Software für die Molekularbiologie, klinische Diagnostik, Biotechnologie und Industrie

Leiter der Zertifizierungsstelle  
München, 23.06.2022



Seite 2 von 2